

Ballancer® 505

ESTETICKÁ LYMFODRENÁŽ WELLNESS & RELAX



Ballancer® 505 indikace:

- ✓ redukce masírovaných partií a formování postavy
- ✓ celulitida
- ✓ zvýšení elasticity pokožky
- ✓ detoxikace organismu a podpora imunity
- ✓ stimulace kolagenových vláken ve spodních vrstvách kůže
- ✓ regenerace po extrémním svalovém zatížení
- ✓ prevence otoků, lipedému, lipolymfedému
- ✓ před a poliposukční péče
- ✓ prevence otoků končetin způsobených funkčním opotřebením kloubů
- ✓ podpora prokrvování končetin
- ✓ prevence žilní nedostatečnosti
- ✓ podpora funkce lymfatického systému
- ✓ syndrom těžkých nohou
- ✓ prevence chronických bolestí

Ballancer® 505 lze použít v kombinaci s těmito návleky:

Ballancer® Pants - 24 komor




Ballancer® Jacket - 24 komor



Technická specifikace - Ballancer® 505

Technické parametry	Ballancer® 505 1201 – EC
Elektrická specifikace	230 V střídavé napětí 50 Hz
Příkon /Výkon	25 W
Terapie	Pretreatment (uvolnění lymfatických uzlin) / peristaltická vlna
Rozměry	38 x 31 x 17 cm
Tlakové rozpětí	20 – 80mmHg
Počet vývodů/komor	24 na sobě nezávislých
Odsávání návleků	Ano
Hmotnost	6,5 kg, + návleky
Možnosti využití:	wellness centra, centra plastické chirurgie, kosmetické salony, sportovní kluby, fitness centra, lázeňská zařízení, domácí péče



Kontaktní údaje:

BEAUTY SYSTEMS s.r.o | Republikánská 1102/45 | 312 00 Plzeň | IČ: 29098947

tel.: +420 371 141 386 | email: info@beauty-systems.cz

www.ballancer.cz