

ESTETICKÁ LYMFODRENÁŽ

Ballancer® 606

WELLNESS & RELAX

24

NEZÁVISLÝCH
TLAKOVÝCH
KOMOR



Nejvyšší řada systémů Ballancer® s dotykovým LCD displejem a wifi připojením.

Je určen pro uživatele, kteří chtějí používat nejmodernější a nejkvalitnější dostupné lymfodrenážní systémy na světovém trhu.



- ✓ Příklad Ballancer 606 je určený pro tlakovou masáž a lymfodrenáž zejména v estetických a wellness salonech, na klinikách plastické chirurgie, v masážních salonech, regeneračních a lázeňských zařízeních nebo fitness centrech.
- ✓ Jeho využití je především pro regeneraci nebo rekonvalescenci organismu, při kůrách proti celulitidě, před nebo po liposukčním zákroku, dále na tvarování postavy, zlepšení průtoku lymfy a tím zlepšení celkové činnosti lymfatického systému.

Přednosti Ballancer® 606:

- ✓ české menu (možnosti: angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština)
- ✓ jednoduché a intuitivní ovládání – dotykový LCD displej
- ✓ tvorba vlastních programů dle potřeb klientů
- ✓ unikátní program Pretreatment®, který před každou masáží pomáhá uvolňovat lymfatické uzliny v třísel (nohavice), v podpažních jamkách (bunda)
- ✓ wifi připojení, stahování on-line aktualizací od výrobce
- ✓ přednastaveny unikátní typy procedur k před a po liposukční péči, po kavitaci a kryošetření
- ✓ jedinečný systém ovládání komor (systém dokáže ovládat několik komor najednou, v témže okamžiku jednu komoru tlakuje a jinou odsává)
- ✓ 24 na sobě nezávislých, vzájemně se překrývajících tlakových komor v aplikátorech
- ✓ zapínání robustními zipy – nedochází k únavě suchých zipů jako u většiny ostatních výrobků (tlakové komory jsou samozřejmě i pod zipy!)
- ✓ komory jsou vyrobeny z elastického materiálu pro dokonalé obepnutí masírovaných partií

Ballancer® 606

ESTETICKÁ LYMFODRENÁŽ WELLNESS & RELAX

Ballancer® 606 indikace:

- ✓ redukce masírovaných partií a formování postavy
- ✓ celulitida
- ✓ zvýšení elasticity pokožky
- ✓ detoxikace organismu a podpora imunity
- ✓ stimulace kolagenových vláken ve spodních vrstvách kůže
- ✓ regenerace po extrémním svalovém zatížení
- ✓ prevence otoků, lipedému, lipolymfedému
- ✓ prevence otoků končetin způsobených funkčním opotřebením kloubů



- ✓ podpora prokrvování končetin
- ✓ prevence žilní nedostatečnosti
- ✓ podpora funkce lymfatického systému
- ✓ syndrom těžkých nohou
- ✓ podpora metabolismu
- ✓ před a po liposukční péči
- ✓ prevence chronických bolestí

Ballancer® 606 lze použít v kombinaci s těmito návleky:

Ballancer® Pants - 24 komor




Ballancer® Jacket - 24 komor



Technická specifikace - Ballancer® 606

Technické parametry	Ballancer® 606 1202-ED
Elektrická specifikace	230 V střídavé napětí 50 Hz
Příkon / Výkon	65 W
Terapie	Pretreatment (uvolnění lymfatických uzlin) / sekvenční / peristaltická
Rozměry	38 x 31 x 17 cm
Tlakové rozpětí	20 – 80 mmHg
Počet vývodů/komor	24 na sobě nezávislých
Odsávání návleků	Ano
Hmotnost	7 kg + návleky
Možnosti využití:	wellness centra, centra plastické chirurgie, kosmetické salony, sportovní kluby, fitness centra, domácí péče, lázeňská zařízení



Kontaktní údaje:

BEAUTY SYSTEMS s.r.o | Republikánská 1102/45 | 312 00 Plzeň | IČ: 29098947

tel.: +420 371 141 386 | email: info@beauty-systems.cz

www.ballancer.cz